



*Better  
Together*

## Patient information

### FREEDOM60® Pump and Infusion System

### Infection and Immunity Department

## **FREEDOM60®**

You have been provided the FREEDOM60® for subcutaneous (under the skin) immunoglobulin replacement therapy (SCIg).

The FREEDOM60® is a completely portable and reusable syringe infusion system which gives you the “freedom” to infuse anywhere - at home, while relaxing, or on the go. It operates at a constant safe pressure and a wide variety of tubing sets are available to control the flow rate.

Your immunology team has already determined how long your administration should take, and have provided you with a FREEDOM60® Flow Rate Tubing Set best suited for your individual needs. If you find the administration time is not ideal for you, and you wish to make a change, ask the immunology specialist nurse about the different flow rate tubing sets that are available.

### **Features & Benefits**

- Easy to use - Just two controls
- Portable - Gives you the freedom to live a normal life
- No batteries or electricity required
- Controlled pressure minimizes discomfort
- Decreases flow of medication in response to increases in site pressure
- Luer disc on flow rate tubing set helps prevent contamination and overdose
- Slide clamp stops flow immediately
- Long life - Tested for 4,000+ infusions

### **FREEDOM60® and SCIg**

The FREEDOM60® is designed not only to maintain a constant safe pressure during your infusion, but through a process called Dynamic Equilibrium will automatically decrease the flow rate for any increases in site pressure caused by tissue saturation or improper needle placement, minimizing any discomfort you might otherwise experience.

FREEDOM60® not only holds that pressure during the infusion, but even after the infusion has completed to prevent drug backflow.

Before you start your treatment you will have a period of supervised training with the immunology specialist nurse at the Royal Liverpool & Broadgreen University Hospitals NHS Trust. The length of this period of training varies from person to person but lasts on average for a period of four consecutive weeks.

During this training you will be shown how to use the FREEDOM60® pump and infusion system, how to connect the flow rate tubing set and high flow needles, how to insert the high flow needles and what to do if you think the pump has stopped working.

### **Care and maintenance**

The FREEDOM60® does not require any preventative maintenance. It works as a system, which means the tubing determines the medication flow rate, not the pump; therefore the pump needs no calibration.

Clean only those areas which are exposed and external. No attempt should be made to clean any part of the pump that is not easily accessible. The pump should not be submerged in water and you should not use a pump that has been internally exposed to or immersed in fluid.

Wipe the surface with warm water and detergent or use any surface disinfectant or wipes such as household bleach or hydrogen peroxide. Avoid the use of alcohol or alcohol containing products. Wipe again with clean water to rinse.

Store the pump in a cool dry place and packaged tubing sets at room temperature. If you feel the pump is damaged or not working in any way please contact your home care company and the immunology specialist nurse.

## Further Information

Further information can be obtained by contacting the  
Immunology Clinical Nurse Specialist Craig Simon :Tel:  
0151 706 2000 ext. 4359 or bleep 4455  
Text phone number: 18001 0151 706 2000  
Ext 4359 or bleep 4455  
Mobile Telephone Number: 07917895237

**Author: Infection and Immunity Directorate**  
**Review Date: July 2016**

All Trust approved information is available on request in  
alternative formats, including other languages, easy read, large  
print, audio, Braille, moon and electronically.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل ائتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات  
أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعة الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والكترونيا.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字  
體、音頻、盲文、穆恩體 ( Moon ) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل میتوانید کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید،  
از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پینوندیدار یو نمخوشانهی له لایمن تراستموه یساختد کراون، نهمگر داوا یکریت له فور ماتهکاتی تردا بریتی له  
زمانهکاتی تر، نیزی رید (هاسان خویندنهوه)، چایی گموره، شریتی دهنگ، هئلی موون و نملیکتر و نیککی هیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字  
体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la  
codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn,  
dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.