

## Patient information

# 如何安装您的耳模并放置您的耳挂型助听器

### 听力学系耳鼻喉科

将耳模正确放入耳朵很重要。您的听力学家会向您展示如何做到这一点，但在您熟练操作之前，您需要在家练习。

您可能会发现在练习时使用镜子很有帮助，但并非每个人都认为情况如此。



用手指和拇指握住耳模的背面。把它拉到您的耳朵后面。



将耳模头放入耳道。



将耳模推入耳道，并使其到达您的耳窝。



然后将耳模顶部放入耳朵顶部的折痕处

用另一只手向下拉您的耳垂。用力推入耳模。



正确安装的辅助装置。



耳模的顶部没有正确塞入耳朵顶部的折痕处 - 不正确。

## 反馈意见

您的反馈对我们很重要，将影响我们未来的护理质量。

在您出院或参加门诊预约后，您将收到一条短信，询问您是否会向其他人推荐我们的服务。请花点时间回复短信，您无需支付短信费用，并且可以随时选择退出。非常感谢您的合作。

## 其他信息

如果您需要其他信息，请联系听力科

**Alexandra Wing**

布罗德格林医院

**Thomas Drive L14 3lb**

电话：**0151 706 2533**

短信电话号码：**18001 0151 706 2533**

听力辅助短信号码：**0782 687 3856**

**Audiologyoutpatientqueries@LiverpoolFT.Nhs.Uk**

作者：听力科

审核日期：2024 年 9 月

All Trust approved information is available on request in alternative formats, including other languages, easy read, large print, audio, Braille, moon and electronically.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل انتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعية الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والإلكترونية.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字

體、音頻、盲文、穆恩體 ( Moon ) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل می‌توانید کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پیومندیدار بهو نهخوشانهی له لایمن تراستهوه پهسه‌ند کراون، نه‌گمر داوا بکریټ له فورماته‌کانی تردا بریتی له زمانه‌کانی تر، نیزی رید (هاسان خویندنهوه)، چاپی گهوره، شریټی دهنگ، هیټلی موون و نه‌لیکترۆنیکی هیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhadda kale, sida luqadda kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.